


beurer

IPL 7800 Cool Pro



- CS** IPL epilátor
Návod k použití3
- SK** IPL prístroj na odstraňovanie
chĺpkov
Návod na použitie22

CE





Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

OBSAH

1. Obsah balení	5
2. Vysvětlení symbolů.....	6
3. Použití v souladu s určením.....	8
4. Varovné a bezpečnostní pokyny	9
5. Popis přístroje.....	13
6. První kroky	13
6.1 Příprava použití.....	13
6.2 Test snášenlivosti pokožky	14
7. Použití	15
7.1 Metody použití.....	16
7.2 Speciální pokyny k ošetřování obličeje	17
7.3 Intervaly ošetření	18
7.4 Po ozařování.....	19
8. Čištění a údržba.....	19
9. Co dělat v případě problémů?	19
10. Likvidace	20
11. Technické údaje.....	20
12. Záruka	21

⚠ VAROVÁNÍ

- Příklad a adaptér jsou určeny pouze pro domácí nebo soukromé použití, nikoli pro komerční oblast.
- Příklad není vhodný pro osoby mladší 18 let.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Příklad ani adaptér nesmí být mokré.
- Před každým použitím zkontrolujte neporušenost přístroje a síťového kabelu. Je-li přístroj poškozen, nesmí být používán.
- Nikdy se nedívejte přímo do světla vystupujícího z IPL lampy.
- Do přístroje nezasunujte žádné předměty.
- Dbejte na to, aby nebyly ventilační štěrby přístroje zakryté.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, umyvadel, sprch či jiných nádrží s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nedotýkejte se žádných vnitřních součástí, jestliže je přístroj poškozen, abyste se vyvarovali úrazu elektrickým proudem.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dohledu. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.

- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze v případě, pokud jsou pod přiměřeným dohledem nebo pokud byly podrobně poučeny odpovědnou osobou.

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 IPL epilátor
- 1 síťový adaptér
- 1 tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

VAROVÁNÍ








Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.


















POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

	Nebezpečí Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!		Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Varování; optické záření		Polarita připojení stejnosměrného proudu
	Držte přístroj v dostatečné vzdálenosti od očí!		Nepoužívejte na opálenou pokožku nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření.
	Informace o výrobku Upozornění na důležité informace		Přečtěte si pokyny

	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)		Součásti obalu roztrháte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.
	Výrobce		Pouze pro použití v uzavřených prostorách
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU		Produkt a součásti obalu roztrháte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.
	Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka		Přístroj třídy ochrany II Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci, a splňuje tak třídu ochrany 2.
	Značka posuzování shody pro Velkou Británii	ta=35°C	Jmenovitá teplota okolí Maximální provozní teplota
	Střídavý proud		Stejnoseměrný proud Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud
	Ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších		Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je poškozený konektor.
	Elektrický zdroj		Bezpečnostní oddělovací transformátor, chráněný proti zkratu
	Energetická účinnost 6		Symbol dovozce

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Přístroj je určen k odstranění nežádoucího tělesného ochlupení u žen i mužů. Přístroj je určen k použití výhradně na **nohou, v podpaží, na třísech, hrudi, břiše, zádech a v obličejí (v obličejí je použití vhodné pouze u žen, pod lícními kostmi).**

Tento přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným používáním.

Princip fungování technologie IPL

Přístroj IPL 7800 Cool Pro pro osobní použití funguje na bázi světla a slouží k epilaci ochlupení s dlouhodobým účinkem. Proces epilace na bázi světla je dobře známý a osvědčený. Celosvětové klinické používání po dobu více než 15 let prokázalo, že je bezpečným a účinným prostředkem pro dosažení dlouhodobého efektu epilace. Přídavná funkce chlazení může zpříjemnit použití.

Jakým způsobem dochází k epilaci pomocí světla?

Epilace na bázi světla je založena na teorii selektivní fototermolýzy, což je metoda, při níž je růst ochlupení deaktivován působením optické energie. Aby bylo dosaženo tohoto tepelného účinku, musí kořínek chloupku selektivně absorbovat světelnou energii a přeměnit ji na teplo.

Této selektivity je dosaženo tehdy, když je optická energie, která se přenáší do tkáně, absorbována hlavně pigmentem melaninem obsaženým v pokožce. Světelná energie se přeměňuje na teplo, které nakonec deaktivuje růst chloupků.

Jaký vliv má cyklus růstu ochlupení na epilaci založenou na působení světla?



Anagenní fáze – fáze růstu

Každý chloupek na našem těle prochází třemi fázemi cyklu růstu ochlupení: anagenní, katagenní a telogenní. Pouze chloupky, které se nacházejí v anagenní fázi, tedy ve fázi růstu, reagují na ošetření pomocí technologie IPL.



Katagenní fáze – přechodná fáze

Doba trvání kompletního cyklu růstu ochlupení se u jednotlivých lidí liší a závisí na místě ochlupení na těle, zpravidla však činí 18–24 měsíců.



Telogenní fáze – klidová fáze

Je bezpodmínečně nutné si uvědomit, že pro dosažení dlouhotrvající epilace s použitím přístroje je zapotřebí celého jednoho období cyklu růstu ochlupení.



4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ NEBEZPEČÍ

Zabraňte kontaktu přístroje s vodou! IPL 7800 Cool Pro je elektrický přístroj. Nepokládejte jej do vody ani jej nenechte do vody či jiných kapalin spadnout.



Mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem!

- Nepoužívejte přístroj, jestliže se právě koupete.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže je vlhký nebo mokrý.
- Nesahejte pro přístroj, když spadne do vody.
- Ihned vytáhněte síťový adaptér, když přístroj spadne do vody.
- Nikdy se nedotýkejte síťového adaptéru ani přístroje mokřkýma rukama!

⚠ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte přístroj během těhotenství ani v době kojení.
- Pokud zjistíte na pokožce extrémní zarudnutí, tvorbu puchýřků nebo popáleniny, okamžitě přerušete používání!
- Nikdy se nepokoušejte vysílat světelný impuls do vzduchu!
- Pomocí „Tabulky barev pleti a ochlupení“ na zadní straně tohoto návodu k použití zjistíte, které intenzity světla jsou nevhodnější pro barvu vaší pokožky a vašeho tělesného ochlupení, resp. zda je tato metoda pro vás vůbec vhodná (pokud ne, bude tato skutečnost uvedena symbolem „x“ v tabulce).
- Nepoužívejte přístroj na přirozeně tmavé pokožce.
- Nepoužívejte přístroj s kontaktním gelem, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Při nedodržení pokynů hrozí poranění očí (např. možná ztráta zraku) nebo poranění kůže. Přečtěte si pokyny a dodržujte je.
- Pokud se do 48 hodin po první aplikaci objeví neočekávané nežádoucí účinky, například svědění, musíte před pokračováním v aplikaci vyhledat lékaře.



Přístroj funguje nejlépe u tmavších typů ochlupení nebo u ochlupení, která obsahují více melaninu. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe, a přestože hnědé a světle hnědé ochlupení bude reagovat také, potřebuje obvykle více epilačních ošetření. Zrzavé ochlupení by mohlo vykazovat reakci. Bílé, šedé nebo blond ochlupení obvykle na přístroj nereaguje, přestože někteří uživatelé pozorovali výsledky po několika depilačních ošetřeních.

VAROVÁNÍ


V žádném případě nepoužívejte přístroj, jestliže trpíte jednou z následujících nemocí:

- Pokud máte nebo jste měli rakovinu kůže nebo pokud jste na ošetřovaných částech pokožky měli potenciální malignomy.
- Pokud trpíte epilepsií s citlivostí na záblesky světla.
- Pokud trpíte poruchou tvorby kolagenu, včetně tvorby keloidních jizev nebo špatného hojení ran.
- Pokud máte herpes nebo lupénku v místech ošetření, ledaže jste se předem poradili s lékařem a podstoupili jste preventivní léčbu.
- Pokud jste fotosenzitivní nebo trpíte jinou citlivostí na světlo jako například porfyrie, polymorfní světelná erupce, světelná urtikaria (kopřivka), lupus atd.
- Pokud trpíte metabolickou nemocí, jako například diabetes.
- Pokud trpíte poruchou srážení krve.

V žádném případě nepoužívejte přístroj, pokud užíváte některý z těchto léků:

- Pokud užíváte léky, které způsobují vyšší citlivost pokožky na světlo, včetně nesteroidních antirevmatik (například aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracykliny, fenothiaziny, thiazidová diuretika, sulfonyl močoviny, sulfonamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHA), beta-hydroxykyseliny (BHA), Retin-A®, Accutane® a/nebo topické retinoidy.
- Pokud jste nedávno byli nebo v současnosti jste léčeni kyselinou azelainovou.
- Pokud jste v posledních 3 měsících užívali steroidní přípravky.
- Pokud jste si v posledních 6–8 týdnech nechali udělat peeling pleti nebo jinou metodu vyhlazení pokožky.
- Pokud jste se v posledních 3 měsících podrobili ozařování nebo chemoterapii.

V žádném případě nepoužívejte přístroj na těchto místech:

- Nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.
- Nad aktivním implantátem, jako je například kardiostimulátor, zařízení pro případ inkontinence, inzulinová pumpa atd., nebo vedle něj.
- Na obličeji nad linií tváře, kolem očí, obočí nebo řas, protože to může vést k závažnému poškození zraku. 
- Na prsních bradavkách, prsních dvorcích, vnitřních stydkých pyscích, vagině, řitním otvoru, nosu a uších.
- Muži přístroj nesmí používat v žádném případě na šourku a v obličeji.
- Nad piercingem nebo jinými kovovými předměty, jako jsou například náušnice nebo šperky.
- Nad tetováním nebo permanentním make-upem v ošetřované oblasti.
- Nad tmavě hnědými nebo černými skvrnami, jako jsou například velké pihy, mateřská znaménka, jaterní skvrny, puchýřky nebo bradavice.
- Nad ekzémy, lupénkou, lézemi, otevřenými ranami nebo akutními infekcemi. Před použitím přístroje počkejte, dokud se příslušné místo nezahojí.

- Na poškozené nebo popraskané pokožce nebo na místech, na kterých existuje riziko vzniku malignit.
- Na místě na těle, na kterém byste možná chtěli být v budoucnu ochlupeni.
- Přístroj nikdy nepoužívejte na části těla, na které byly aplikovány výplně nebo toxiny (např. botox).

Tento seznam nevznáší nárok na úplnost.

Pokud užíváte léky na lékařský předpis, chodíte kvůli nemoci pravidelně na kontroly a/nebo si nejste jisti, zda je pro vás přístroj vhodný, poraďte se nejdříve se svým lékařem nebo dermatologem, než začnete přístroj používat.

Možné vedlejší účinky:

Pokud používáte přístroj podle pokynů v tomto návodu k použití, jsou vedlejší účinky a komplikace související s jeho používáním vzácné.

- Je možné, že po ošetření pokožka lehce zarudne, bude svědit nebo budete cítit, že je horká. Tyto reakce jsou neškodné a rychle odezní.
- Na krátkou dobu může pokožka na ošetřovaném místě reagovat podobně jako po spálení sluncem. Pokud tato reakce neodezní během tří dnů, měli byste vyhledat lékaře.
- Může dojít k vysušení pokožky nebo svědivým pocitům z důvodu oholení nebo kombinace holení a ošetření intenzivním světlem. Tato reakce je neškodná a během několika dnů odezní. Postižené místo můžete ochladit trochou ledu nebo navlhčenou utěrkou.
- Pokud by pokožka byla stále suchá, můžete za 24 hodin po ošetření použít neparfémovaný zvlhčující krém.
- Ve výjimečných případech může dojít k velkému zarudnutí a otoku ošetřované pokožky. Zpravidla je to následek toho, že jste zvolili příliš vysokou intenzitu, stává se to spíše na citlivých místech těla. Zarudnutí a otoky by měly ustoupit během 2 až 7 dnů a je třeba je ošetřovat pomocí častého přikládání ledu. Pokožku můžete jemně omývat, avšak měli byste se vyvarovat vystavování pokožky slunci.
- K zbarvení pokožky dochází velmi zřídka, na postiženém místě pokožky se objevují tmavší nebo světlejší fleky. Příčinou může být použití příliš vysokého stupně intenzity pro váš typ pleti. Pokud zbarvení neodezní během dvou dnů, měli byste vyhledat lékaře. Zabarvená místa pokožky znovu ošetřujte teprve tehdy, až zbarvení zcela zmizí.
- Velmi zřídka může po ošetření dojít k popáleninám nebo k poranění pokožky. Hojení těchto popálenin nebo ran může trvat několik týdnů a velmi zřídka může zůstat viditelná jizva.
- Ve velmi ojedinělých případech může dojít ke kožní infekci nebo zánětu. To může být způsobeno použitím přístroje na řezných ranách po holení nebo na již existujících ranách, popř. v místě zarostlých chloupků.
- Silnější bolesti se mohou objevit během nebo po ošetření v těchto případech: pokud použijete přístroj na neoholené pokožce; pokud použijete stupeň intenzity, který je příliš silný pro vaši pokožku; pokud ošetřujete intenzivním světlem totéž místo několi-

krát; pokud použijete přístroj na otevřených ranách, zanícených místech, na tetování, spáleninách atd.

- Velmi zřídka může dojít k trvalému zjizvení. Obvykle má toto zjizvení formu ploché, bílé léze na pokožce. Pro zlepšení vzhledu jizvy je rovněž možné, že bude zapotřebí provést následné estetické úpravy.
- Použití přístroje může velmi zřídka vést k modřinám, které mohou přetrvávat po dobu 5 až 10 dnů. Po vyblednutí modřin se může objevit rezavě hnědé zbarvení pokožky (hyperpigmentace), které může být trvalé.

VAROVÁNÍ

Varovné upozornění na následky opalování před ošetřením a po ošetření!

Opalování před ošetřením

1. Po opalování počkejte minimálně 2 týdny, než přístroj použijete.
2. Před ošetřením zkontrolujte, zda nemáte spálenou pokožku. Pokud nejsou spáleniny zhojené, počkejte s použitím přístroje do té doby, než bude spálená pokožka zcela zahojená.
3. Na opálené pokožce proveďte test snášenlivosti pokožky, abyste zjistili vhodný stupeň intenzity.



Opalování po ošetření

1. Po ošetření počkejte s opalováním minimálně 48 hodin. Zarudlou pokožku nevystavujte slunečním paprskům!
2. První dva týdny po ošetření zakrývejte pokožku na slunci oděvem nebo použijte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem (minimálně LSF 30).

Opalování umělým světlem

Pokyny uvedené v odstavci „Opalování před ošetřením“ a „Opalování po ošetření“ platí i pro opalování umělým světlem.

S použitím přístroje před návštěvou sauny/bazénu nebo po této návštěvě počkejte 24 hodin, chlór by totiž mohl způsobit podráždění pokožky.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte přístroj s nastavci nebo příslušenstvím, které nebyly doporučeny společností Beurer GmbH.
- Nevystavujte přístroj během použití teplotám do 5 °C nebo nad 40 °C.
- Nepoužívejte přístroj, pokud během použití vidíte nebo cítíte kouř.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je otvor ventilátoru prasklý, uvolňuje se nebo zcela chybí.
- Po použití uchovávejte přístroj v originálním obalu.
- Nevystavujte přístroj několikahodinovému přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 Světelná plocha | 6 Spouštěcí tlačítko |
| 2 Snímač kontaktu s pokožkou | 7 Ukazatel intenzity (5 úrovní) |
| 3 Kontrolka Cooling | 8 Vypínač/tlačítko intenzity |
| 4 Kontrolka „Auto-Flash“ | 9 Přípojka USB-C |
| 5 Kontrolka kontaktu s pokožkou | |

Bezpečnostní parametry

Kromě toho má přístroj zabudovaný **UV filtr**, který blokuje škodlivé UV paprsky.

Na ochranu očí má přístroj zabudovaný **snímač kontaktu s pokožkou** **2**. Ten byl navržen tak, aby nebylo možné vysílat světelný impulz v době, kdy je přístroj držen ve vzduchu. Světelný impulz je vyslán pouze tehdy, když má snímač kontaktu s pokožkou **2** úplný kontakt s kůží.

6. PRVNÍ KROKY

6.1 Příprava použití

Než začnete s ošetřením přístrojem, musíte nejdříve připravit aplikaci a poté provést test snášenlivosti pokožky:

1. Zkontrolujte na základě tabulky barev pleti a ochlupení na zadní straně návodu k použití, jaký stupeň intenzity je pro vás vhodný. Písmeno „x“ v tabulce znamená, že pro vás přístroj není vhodný.
2. Před použitím přístroje oholte části těla, které chcete ošetřovat. Místo holicího strojeku nepoužívejte žádné depilační krémy.
3. Zajistěte, aby ošetřovaná místa byla oholená, suchá a čistá (bez jakýchkoliv zbytků pudru, krému, make-upu nebo deodorantu).



VAROVÁNÍ

Krátce před použitím přístroje nečistěte pokožku zápalnými kapalinami, jako je alkohol nebo aceton.

4. Světelnou plochu **1** a snímač kontaktu s pokožkou **2** čistěte pouze suchou utěrkou nepouštějící vlákna.



5. V každém místě pokožky, které chcete ošetřovat, proveďte 48 hodin před kompletním ošetřením test snášenlivosti pokožky „6.2 Test snášenlivosti pokožky“.

6.2 Test snášenlivosti pokožky

1. Propojte síťový adaptér s přípojkou USB-C **9** na spodní straně přístroje.
2. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky. Vypínač/tlačítko intenzity **8** svítí trvale bíle. Přístroj je nyní v pohotovostním režimu.
3. Krátce stiskněte vypínač/tlačítko intenzity **8** a zapněte přístroj. Na ukazateli intenzity **7** se trvale rozsvítí bílá kontrolka (stupeň 1). Navíc začne kontrolka Cooling **3** trvale svítit bíle a začne fungovat ventilátor.



Při ošetření obličeje by měl být proveden test snášenlivosti pokožky na ploše bez ochlupení, například pod uchem nebo ze strany na krku.

4. Nasadte světelnou plochu **1** na pokožku. Dbejte na to, aby světelná plocha **1** a snímač kontaktu s pokožkou **2** zcela přiléhaly ke kůži. Jakmile je kontakt s pokožkou dostatečný, rozsvítí se kontrolka kontaktu s pokožkou **5**.
5. Pokud kontrolka kontaktu s pokožkou **5** svítí, stiskněte tlačítko pro spuštění **6** a aktivujte světelný impuls stupně 1. Vidíte jasný záblesk světla, uslyšíte praskající zvuk.
6. Přiložte snímač kontaktu s pokožkou **2** k jinému ošetřovanému místu. Opětovnými stisknutím vypínače/tlačítka intenzity **8** zvýšte stupeň intenzity a pomocí spouštěcího tlačítka spusťte světelný impuls **6**. Nezvyšujte intenzitu nad maximálně povolenou/doporučenou intenzitu (viz tabulka barev pleti a ochlupení na zadní straně návodu k použití).



Stupeň intenzity zvýšte pouze tehdy, pokud vám předchází stupeň intenzity není nepříjemný. Pokud by vám již byl stupeň intenzity 1 nepříjemný, stupeň intenzity nezvyšujte.



7. Pokud máte po záblesku nepříjemný pocit, snižte intenzitu.
8. Pro ukončení testu snášenlivosti pokožky přístroj vypněte. Stiskněte vypínač/tlačítko intenzity **8** na 2 sekundy. Indikátor intenzity **7** zhasne a svítí pouze vypínač/tlačítko intenzity **8**. Větrání se automaticky vypne několik sekund po vypnutí. Počkejte 48 hodin a zkontrolujte ošetřené místo na pokožce. Pokud ošetřené místo na pokožce vypadá normálně (žádná reakce nebo lehké zarudnutí), můžete testované místo na pokožce ošetřit intenzitou nastavenou při testu snášenlivosti pokožky.



Pokud se na ošetřeném místě na pokožce objeví nějaká reakce (např. silné zarudnutí nebo otoky), počkejte, než symptomy zcela odezní. Proveďte opět test snášenlivosti pokožky s nižší intenzitou. Pokud by ošetřené místo na pokožce opět vykazovalo nějakou reakci, poraďte se s lékařem.

7. POUŽITÍ

1. Propojte síťový adaptér s přípojkou USB-C **9** na spodní straně přístroje. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky. Vypínač/tlačítko intenzity **8** trvale svítí. Přístroj je nyní v pohotovostním režimu.
2. Krátce stiskněte vypínač/tlačítko intenzity **8** a zapnete přístroj. Na ukazateli intenzity **7** se trvale rozsvítí bílá kontrolka (stupeň 1). Navíc začne kontrolka Cooling **3** trvale svítit bíle a začne fungovat ventilátor.
3. Pokud byste chtěli použít přístroj s vyšší intenzitou, zvyšte intenzitu opětovným stisknutím vypínače/tlačítka intenzity **8** pro nastavení požadované intenzity.
4. Přiložte světelnou plochu **1** k pokožce a stiskněte spouštěcí tlačítko **6**, tím se uvolní světelný impuls. Dbejte na to, aby světelná plocha **1** zcela přiléhala ke kůži a kontrolka kontaktu s pokožkou **5** symbolizovala dostatečný kontakt. Vidíte jasný záblesk světla a uslyšíte praskající zvuk. Přístroj bude během 1–3 sekund (podle stupně intenzity) připraven pro další impuls.



7.1 Metody použití

VAROVÁNÍ

Stejně části těla neošetřujte dvakrát během jednoho použití přístroje. Při ošetřování téhož místa více než jednou se zvyšuje riziko vedlejších účinků.



Impulzy přístroje by měly být aplikovány v řadách – počínaje na jednom konci každé řady a s postupným pokračováním směrem ke druhému konci. Tato technika umožňuje lepší kontrolu již ošetřených ploch pokožky a pomáhá vám vyhnout se několikanásobnému ošetření stejné plochy nebo ošetření překrývajících se ploch pokožky.

Způsob použití 1: Režim „Auto-Flash“:

Zajistěte, aby byl snímač kontaktu s pokožkou [2] v dostatečném kontaktu s pokožkou. Podržte spouštěcí tlačítko stisknuté [6] po dobu dvou sekund. Přístroj nyní automaticky vysílá světelné impulzy v pravidelných intervalech. [4] Manuální stisknutí spouštěcího tlačítka [6] není v tomto režimu nutné. Režim „Auto-Flash“ [6] se ukončí krátkým stisknutím spouštěcího tlačítka. Režim „Auto-Flash“ je vhodný zejména k ošetřování velkých ploch, například nohou.

Způsob použití 2: Spuštění jednotlivých záblesků

Po každém světelném impulzu [6] uvolněte spouštěcí tlačítko. Umístěte přístroj pro další světelný impulz těsně vedle právě ošetřeného místa. Ujistěte se, že světelná plocha [1] a snímač kontaktu s pokožkou zcela přiléhají ke kůži [2]. Tento režim zaručuje přesné ošetření, např. kolen nebo kotníků.



Pokud přístroj nevysílá světelné impulzy a nerozsvítí se kontrolka kontaktu s pokožkou [5], nemá snímač kontaktu s pokožkou [2] dostatečný kontakt s pokožkou.



Pokud byste měli pocit, že je přístroj nepříjemně horký, nechtejte ho na několik minut vychladnout. Po krátké přestávce na zchlazení můžete v ošetření pokračovat jako obvykle.

7.2 Speciální pokyny k ošetřování obličeje

VAROVÁNÍ

- Pokud je vzdálenost od oka menší než 20 cm, doporučujeme používat ochranné brýle. Jako ochranné brýle doporučujeme používat ochranné brýle schválené podle nařízení (EU) 2016/425 a podle norem EN 166:2001 a ISO:12609-1:2021.
 - Přístroj nepoužívejte na obličeji u mužů.
 - Nepoužívejte přístroj na obličeji s vyšším stupněm intenzity než 2.
 - Nepoužívejte přístroj v obličeji nad linií lícních kostí nebo na očích, obočích a řasách, protože to může vést k závažnému poškození zraku. Nepoužívejte přístroj nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.
 - Pleť obličeje je velmi citlivá a vyžaduje mimořádnou péči. Bezpodmínečně dodržujte všechny varovné a bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití, abyste zabránili negativním následkům. Doporučujeme napřed provést ošetření těla a s přístrojem se seznámit dříve, než přejdete k ošetření obličeje. Pomocí přístroje můžete ošetřovat všechny zóny obličeje pod linií lícních kostí jako například horní ret, tvář, čelist, bradu a krk.
1. 48 hodin před ošetřením bezpodmínečně proveďte bodový test snášenlivosti pokožky (viz kapitola 5.1) „6.2 Test snášenlivosti pokožky“. Test snášenlivosti pokožky by měl být proveden na ploše bez ochlupení, jako například pod uchem nebo ze strany na krku, abyste zjistili vhodný stupeň intenzity.

VAROVÁNÍ

Testovanou plochu ošetřujte nejdříve 1 týden po provedeném testu snášenlivosti pokožky.

2. Označte ošetřenou plochu bílou tužkou na oči. Použijte označení jako orientační čáru pro přenesení impulsů. Můžete tak předejít tomu, aby se ošetřované plochy překrývaly nebo aby byly ošetřeny nežádoucí plochy obličeje.
3. Použijte zrcátko k tomu, abyste správně přiložili přístroj na ošetřovanou plochu.
4. Sledujte pokyny k použití a dodržujte zvláště následující specifické pokyny.

Ošetření horního rtu

Umístěte světelnou plochu **1** přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku.

V každé vyznačené oblasti spusťte jeden impuls.

Vyhňte se ošetření nosních dírek a rtů, protože tato místa jsou citlivější.



Rty můžete „schovat“ dovnitř nebo je stisknout, aby se ošetřovaná plocha vypnula nebo můžete na rty a okraj rtů nanést silnou vrstvu bílé tužky na oči. Díky této bílé lince bude zajištěno, že se energie záblesku světla odrazí a vaše rty nebudou zasaženy, pokud omylem namíříte impuls na rty.

Ošetření oblasti tváří a čelisti

Umístěte světelnou plochu **1** přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku. Spusťte v každém bodě jeden impuls a pohybujte se přitom z jedné strany tváře, resp. čelisti na druhou.



Ošetření oblasti krku a brady

Umístěte světelnou plochu **1** přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku. Spusťte v každém bodě jeden impuls a pohybujte se přitom z jedné strany krku, resp. brady na druhou.



Péče po ošetření obličeje

- Naneste na obličej uklidňující tělové mléko, například s aloe vera.
- Nejméně 24 hodin se vyhněte použití peelingového nebo bělicího krému či podobných produktů, protože by to vedlo k podráždění ošetřené pokožky.
- Nejméně 48 hodin po ošetření se vyhněte přímému slunečnímu záření v délce trvání více než 15 minut. Pokud je nedávno ošetřovaná pokožka během tohoto období vystavena slunečnímu záření, musíte bezpodmínečně nanést ochranný prostředek s faktorem SPF 30 nebo vyšším.
- Vyhněte se tomu, abyste ochlupení na ošetřovaných plochách odstraňovali voskem nebo vyškubáváním.

Nezapomeňte na to, že může trvat celý cyklus růstu ochlupení, než se objeví dlouho-trvající výsledky epilace.

7.3 Intervaly ošetření

Při ošetřování těla:

1. až 2. týden:	Aplikace třikrát týdně
3. až 5. týden:	Aplikace dvakrát týdně
Od 6. týdne:	Aplikace jedenkrát až dvakrát měsíčně (v případě potřeby opakujte)

Při ošetřování obličeje:

- Prvních 6 epilací přístrojem by mělo být provedeno s odstupem přibližně dvou týdnů.
- Epilace 7 až 12 přístrojem by měla být s odstupem přibližně čtyř týdnů. Poté budete přístroj obvykle používat občas, když to bude zapotřebí, dokud nebude dosaženo výsledků s dlouhodobým účinkem. Odpovídá to doporučenému plánu ošetřování, pomocí kterého lze prokazatelně dosáhnout nejlepších výsledků. Osobní plán ošetřování si však můžete také vytvořit jinak, a přesto dosáhnete uspokojivých výsledků.

7.4 Po ozařování

1. Pokud jste ukončili epilaci, stiskněte na 2 sekundy vypínač/tlačítko intenzity **8**. Přístroj se přepne do pohotovostního režimu „Stand-by). Pohotovostní režim je signalizován trvalým svícením vypínače/tlačítka intenzity **8**.
2. V pohotovostním režimu běží ventilátor ještě několik sekund, dokud přístroj nevychladne.
3. Jakmile se ventilátor vypne, vypojte síťový adaptér ze zásuvky.

⚠ POZOR

Po ošetření nepoužívejte žádný antiperspirant/deodorant, neboť by mohlo dojít k podráždění pokožky.


8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučujeme čistit přístroj a zejména světelnou plochu **1** po každé epilaci.

K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí nebo abrazivní prostředky, neboť by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

Nikdy nenamáčejte přístroj nebo části přístroje do vody!

1. Než začnete s čištěním, vytáhněte síťový adaptér přístroje ze zásuvky.
2. Kryt přístroje čistěte suchou, čistou utěrkou.
3. Světelnou plochu **1** a snímač kontaktu s pokožkou čistěte **2** opatrně lehce navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna.



9. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMU?

„Přístroj nelze zapnout“

- Ujistěte se, že je konektor připojovacího kabelu pevně propojený s přístrojem.
- Ujistěte se, že je síťový adaptér zapojen do elektrické zásuvky ve zdi.

„Při stisknutí spouštěcího tlačítka **6** nedojde ke spuštění světelného impulsu“

- Ujistěte se, že máte dobrý kontakt s pokožkou a že je světelná plocha **1** se snímačem kontaktu **2** s pokožkou stejnoměrně a pevně přitisknuta na kůži. Pro vaši bezpečnost aktivuje spouštěcí tlačítko impuls pouze tehdy, když je snímač kontaktu s pokožkou **2** pevně přitisknut na kůži.
- Když se kontrolka kontaktu s pokožkou **5** na přístroji nerozsvítí, jedná se o upozornění, že je kontakt s pokožkou, který byl změřen snímačem kontaktu s pokožkou **2**, příliš malý. Zvyšte kontakt s pokožkou nebo se obraťte na zákaznický servis.

10. LIKVIDACE




V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	IPL 7800 Cool Pro	
Ošetřovaná plocha	3,8 cm ²	
Technologie	IPL (Intense Pulsed Light) pro domácí použití	
Vlnová délka	530 – 1100 nm	
Max. Energetická úroveň	max. 5 J/cm ²	
Volitelné stupně intenzity	5	
Doba mezi impulzy	Stupeň 1: 1,5 s Stupeň 2: 1,8 s Stupeň 3: 2,1s Stupeň 4: 2,5 s Stupeň 5: 2,8 s	
Maximální počet světelných impulzů	až 1.000.000	
Rozměry	16,4 x 6,1 x 3,9 cm	
Hmotnost	cca 280 g	
Teplota	Provoz	5°C až 40°C
	Skladování	-20°C až 55°C
Relativní vlhkost vzduchu	Provoz	≤ 80% relativní vlhkost
	Skladování	5 - 95 % (bez kondenzace)

Síťový adaptér

Číslo modelu	FX48E-120400C
Vstup	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Výstup	12,0 V  4,0 A, 48 W
Třída ochrany	Tento přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci (třída ochrany II) 
Polarita	
Průměrná efektivita při provozu	≥ 89,38 %
Spotřeba energie při nulovém zatížení	≤0,08 W

Technické změny vyhrazeny

12. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné pokyny. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

OBSAH

1. Obsah balenia	24
2. Vysvetlenie symbolov	25
3. Účel použitia	27
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	28
5. Popis prístroja.....	32
6. Prvé kroky	33
6.1 Príprava na použitie.....	33
6.2 Test znášanlivosti kože.....	33
7. Použitie	35
7.1 Metódy použitia.....	36
7.2 Špeciálne upozornenia pre ošetrovanie na tvári	37
7.3 Frekvencia aplikácie	38
7.4 Po ošetrení	39
8. Čistenie a starostlivosť	39
9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	39
10. Likvidácia	40
11. Technické údaje.....	40
12. Záruka	41

VAROVANIE

- Prístroj a adaptér sú určené iba na domáce/súkromné použitie, nie na komerčné použitie.
- Prístroj je vhodný iba pre osoby od 18 rokov.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Prístroj a adaptér sa nesmú namočiť.
- Pred každým použitím skontrolujte, či prístroj a sieťový kábel nie sú poškodené. V prípade poškodení sa prístroj nesmie uvádzať do prevádzky.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do svetla vystupujúceho z lampy IPL.
- Do prístroja nevkladajte žiadne predmety.
- Dbajte na to, aby vetracie štrbiny neboli zakryté.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vlhkých oblastí, napr. vane, umývadlá, sprchy alebo iné nádoby s vodou alebo inými kvapalinami – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Ak je prístroj poškodený, nedotýkajte sa žiadnych vnútorných komponentov, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
- V prípade, že sa poškodí elektrické privodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. V prípade, že ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.

- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- Tento prístroj je pre osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami vhodný iba v prípade, ak majú dostatočný dozor alebo bolo zabezpečené podrobné poučenie zodpovednou osobou o používaní prístroja.

1. OBSAH BALENIA






Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.


















- 1 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
- 1 sieťový adaptér
- 1 tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

⚠ NEBEZPEČENSTVO
Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.
⚠ VÝSTRAHA
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.
⚠ UPOZORNENIE
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.
OZNÁMENIE
Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.

	Nebezpečenstvo Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!		Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Výstraha; optické žiarenie		Polarita DC prívodu prúdu
	Držte v dostatočnej vzdialenosti od očí!		Nepoužívajte na opálenej pokožke alebo po vystavení sa slnku
	Informácia o produkte Upozornenie na dôležité informácie		Prečítajte si pokyny

	<p>Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)</p>	 <p>Oddelte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.</p>
	<p>Výrobca</p>	 <p>Len na použitie v uzavretých priestoroch</p>
	<p>Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU</p>	 <p>Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.</p>
	<p>Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón</p>	 <p>Trieda ochrany II Zariadenie je vybavené dvojitou ochrannou izoláciou a preto zodpovedá triede ochrany 2</p>
	<p>Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu</p>	<p>ta=35°C Menovitá teplota okolia Maximálna prevádzková teplota</p>
	<p>Striedavý prúd</p>	 <p>Jednosmerný prúd Prístroj je vhodný len pre jednosmerný prúd</p>
	<p>Chránené pred pevnými cudzími telesami, s priemerom 12,5 mm a väčším</p>	 <p>Nepoužívajte sieťový adaptér, ak je zástrčka poškodená.</p>
	<p>Spínací zdroj</p>	 <p>Bezpečnostný oddelovací transformátor, bezpečný proti skratu</p>
	<p>Energetická účinnosť úroveň 6</p>	 <p>Symbol importéra</p>

3. ÚČEL POUŽITIA

Prístroj je určený na odstraňovanie neželaného telesného ochlpenia u žien a mužov. Prístroj je určený výlučne na použitie na **nohách, pod pazuši, v oblasti bikín, na hrudi, bruchu, chrbte a tvári pod lícnymi kosťami (použitie na tvári, pod lícnymi kosťami vhodné iba pre ženy)**.

Prístroj sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie. Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.

Princíp fungovania technológie IPL

IPL 7800 Cool Pro je prístroj na dlhodobé odstraňovanie ochlpenia na báze svetla pre súkromné použitie. Proces odstraňovania chĺpkov založený na princípe svetla je dobre známy a osvedčený. V rámci klinického použitia sa proces po celom svete počas viac než 15 rokov osvedčil ako bezpečný a účinný na dosiahnutie dlhodobej redukcie chĺpkov. Prídavná funkcia chladenia môže spríjemniť používanie.

Ako svetlo odstraňuje chĺpky?

Odstraňovanie chĺpkov založené na princípe svetla sa zakladá na teórii selektívnej fototermolýzy, pri ktorej sa používa optická energia na zastavenie rastu chĺpkov. Na dosiahnutie takéhoto tepelného účinku musí koreň chĺpka selektívne absorbovať svetelnú energiu a premeniť ju na teplo.

Táto selektivita sa dosiahne, keď optickú energiu odovzdávanú tkanivu absorbuje predovšetkým pigment melanín, ktorý sa nachádza v chĺpku. Vysokoenergetické svetlo sa premení na teplo (horúčavu), ktoré nakoniec zastaví rast chĺpka.

Aký vplyv má cyklus rastu chĺpkov na odstraňovanie chĺpkov založené na princípe svetla?



Anagén –
fáza rastu

Každý chĺpok na našom tele prejde tromi fázami cyklu rastu: Anagén, katagén a telogén. Iba chĺpky, ktoré sa nachádzajú v anagénnej fáze, teda fáze rastu, reagujú na ošetrenie IPL.




Katagén – pre-
chodná fáza

Doba kompletneho cyklu rastu chĺpkov je u každého človeka iná a závisí od miesta na tele s ochlpením, spravidla však predstavuje 18 – 24 mesiacov.



Telogén –
fáza pokoja

Je potrebné mať na pamäti, že je potrebný minimálne jeden kompletý cyklus rastu chĺpkov, aby sa s prístrojom dosiahlo trvalé odstránenie chĺpkov.



4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Prístroj a adaptér uchovávajte mimo dosahu vody! IPL 7800 Cool Pro je elektrický prístroj. Prístroj nekladte do vody a nenechajte ho spadnúť do vody alebo iných kvapalín.



To by mohlo mať za následok závažný zásah elektrickým prúdom!

- Prístroj nepoužívajte, ak sa práve kúpete.
- Prístroj nepoužívajte, ak zvlhol alebo sa namočil.
- Nesiahajte na prístroj, ak spadol do vody.
- Okamžite vytiahnite sieťový adaptér, ak prístroj spadol do vody.
- Sieťového adaptéra a prístroja sa nikdy nedotýkajte mokrymi rukami!

⚠ VAROVANIE

- Prístroj nepoužívajte počas tehotenstva alebo dojčenia.
- Ak spozorujete extrémne sčervenanie, tvorbu pluzgierikov alebo popálenín na koži, okamžite zastavte používanie!
- Nikdy sa nepokúšajte o vyslanie svetelného impulzu do vzduchu!
- Pomocou „Tabuľky farieb chýpkov a kože“ na zadnej strane tohto návodu na obsluhu určíte, ktoré intenzity svetla sú najvhodnejšie pre vašu farbu kože a telesného ochlpenia, resp. či je táto metóda pre vás vôbec vhodná (ak nie je, táto skutočnosť je v tabuľke vyznačená s „x“).
- Prístroj nepoužívajte na prirodzene tmavej pokožke.
- Prístroj nepoužívajte s kontaktným gélom, môže sa tým poškodiť.
- Pri nedodržaní pokynov je možné poranenie očí (napr. možná strata zraku) alebo poranenie kože. Prečítajte si a dodržiavajte pokyny.
- Ak sa do 48 hodín po prvej aplikácii objavia neočakávané vedľajšie účinky, napríklad svrbenie, musíte pred pokračovaním v aplikácii vyhľadať lekársku pomoc.



Prístroj najlepšie funguje pri tmavších typoch kože alebo pri chýpkoch, ktoré obsahujú viac melanínu. Čierne a tmavohnedé chýpky reagujú na ošetrenie najlepšie, pričom hnedé a svetlohnedé chýpky budú reagovať tiež, no zvyčajne si vyžadujú viac ošetrení na odstraňovanie chýpkov. Ryšavé by mohli reagovať. Biele, sivé alebo svetlé chýpky zvyčajne na prístroj nereagujú, aj keď niektorí používatelia po viacerých ošetreniach na odstraňovanie chýpkov vnímali pozitívne výsledky.

VAROVANIE


Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte, ak trpíte na jedno z nasledovných ochorení:

- Ak trpíte alebo ste v minulosti trpeli na rakovinu kože alebo ak ste na miestach na tele, ktoré sa majú ošetrovať, mali potenciálne melanómy.
- Ak trpíte na epilepsiu s citlivosťou na záblesky.
- Ak trpíte na kolagénové poruchy, vrátane tvorby keloidov alebo zlé hojenie rán.
- Ak trpíte na herpes alebo psoriázu v ošetrovanej oblasti, výlučne ak ste sa poradili s lekárom a dostali ste preventívnu liečbu.
- Ak ste citlivý na svetlo alebo trpíte na inú svetlocitlivosť, ako napr. porfýria, polymorfná svetelná dermatóza, urticaria solaris, lupus atď.
- Ak trpíte na ochorenie látkovej výmeny, ako napr. diabetes.
- Ak trpíte na poruchu zrážanlivosti krvi.

Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte, ak užívate jeden z nasledovných liekov:

- Ak užívate lieky, ktoré robia kožu citlivejšou na svetlo, vrátane nesteroidných anti-reumatík (napríklad aspirín, ibuprofen, paracetamol), tetracyklín, fenotiazín, tiazidové diuretiká, sulfonyl močoviny, sulfónamidy, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, alfa-hydroxylové kyseliny (AHA), beta-hydroxylové kyseliny (BHA), Retin-A®, Accutane® a/alebo topické retinoidy.
- Ak ste pred krátkym časom boli alebo sa v súčasnosti liečíte kyselinou azelaovou.
- Ak ste v rámci predchádzajúcich 3 mesiacov absolvovali steroidovú liečbu.
- Ak ste si v posledných 6 – 8 týždňoch nechali spraviť kožný peeling alebo inú metódu vyhladzovania pokožky.
- Ak ste sa v posledných 3 mesiacoch podrobili liečbe ožarovaním alebo chemoterapii.

Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte na nasledovných miestach:

- Nad sliznicami v nosovo-ušnej oblasti.
- Nad alebo vedľa aktívneho implantátu, ako je napríklad kardiostimulátor, prístroj proti inkontinencii, inzulínová pumpa atď.
- Na tvári nad líniu líc, okolo očí, obočie alebo riasy, pretože to môže mať za následok vážne poškodenie očí. 
- Na bradavkách, dvorcoch okolo bradaviek, vnútorných pyskoch prirodzenia, vagíny, análnom otvore, nose a ušiach.
- U mužov sa prístroj v žiadnom prípade nesmie používať na miešku a na tvári.
- Nad piercingom alebo inými kovovými predmetmi, ako sú napr. náušnice alebo šperky.
- Nad tetovaním, alebo permanentným make-upom v ošetrovanej oblasti.
- Nad tmavohnedými alebo čiernymi škvrnami, ako sú napr. veľké pehy, materské znamienka, pečeňové škvrny, pľuzgiere alebo bradavice.
- Nad ekzémom, psoriázou, léziami, otvorenými ranami alebo aktuálnymi infekciami. Pred použitím prístroja počkajte, kým sa príslušné miesto zahojí.
- Na poškodenej alebo popraskanej koži alebo miestach, na ktorých hrozí nebezpečenstvo malígnosti.
- Na mieste na tele, na ktorom by ste možno neskôr chceli mať ochlpenie.

- Prístroj nikdy nepoužívajte na časti tela, do ktorých boli vstreknuté výplne alebo toxíny (napr. botox).

Tento zoznam nemusí byť úplný.

Ak užívate liečivá, ktoré si vyžadujú lekársky predpis, ste z dôvodu ochorenia pravidelne kontrolovaný a/alebo si nie ste istý, či môžete prístroj používať bezpečne, poraďte sa pred použitím prístroja so svojim lekárom alebo dermatológom.

Možné vedľajšie účinky:

Ak sa prístroj používa podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu, potom sú vedľajšie účinky a komplikácie súvisiace s použitím prístroja zriedkavé.

- Koža môže byť po použití červená, môže svrbieť alebo byť teplá. Tieto reakcie sú neškodné a rýchlo odznejú.
- Na krátky čas sa môže na ošetrovanej časti tela vyskytnúť kožná reakcia podobná úpalu. Ak táto reakcia neodznie do troch dní, mali by ste vyhľadať lekára.
- Suchá pokožka a svrbenie sa môžu vyskytnúť následkom holenia alebo kombinácie holenia a svetelnej terapie. Táto reakcia je neškodná a po niekoľkých dňoch odznie. Kožnú partiu môžete ochladiť ľadom alebo vlhkou utierkou.
- Ak by koža bola aj naďalej príliš suchá, môžete po 24 hodinách od použitia naniesť neparfumovaný hydratačný krém.
- V ojedinelých prípadoch môže ošetrovaná koža veľmi sčervenat a opuchnúť. V takom prípade ide spravidla o následok zvoleného príliš vysokého stupňa intenzity a vyskytuje sa prevažne na citlivejších častiach tela. Začervenanie a opuchy by mali odznieť do 2 až 7 dní a mali by sa ošetrovať častým prikladaním ľadu. Jemné čistenie je v poriadku, no mali by ste sa vyhýbať vystavovaniu slnečnému žiareniu.
- Sfarbenia kože sa vyskytujú veľmi zriedkavo a prejavujú sa ako tmavé alebo svetlejšie škvrny na postihnutej kožnej partii. Príčinou môže byť použitie príliš vysokého stupňa intenzity pre váš odtieň kože. Ak sa toto sfarbenie nestratí do dvoch týždňov, mali by ste vyhľadať lekára. Sfarbené oblasti opäť ošetrujte až po úplnom zmiznutí sfarbenia.
- Veľmi zriedka sa po použití prístroja môžu na koži vyskytnúť popáleniny alebo rany. Popálenina alebo rana si môžu vyžadovať niekoľko týždňov na zahojenie a nanajvýš zriedkavo môže zostať viditeľná jazva.
- Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť kožné infekcie a zápaly. Tieto môžu byť spôsobené použitím prístroja na ranách alebo rezoch, ktoré vznikli následkom holenia alebo na už existujúcich ranách, resp. zarastených chĺpkoch.
- Silnejšie bolesti sa môžu počas použitia alebo po použití vyskytnúť v nasledovných prípadoch: ak prístroj používate na neholenej koži; ak použijete stupeň intenzity, ktorý je príliš silný pre váš odtieň kože; ak rovnakú kožnú partiu ošetrujete svetelnými impulzmi viackrát; ak prístroj používate na otvorených ranách, zápaloch, tetovaniach, popáleninách atď.

- Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť tvorba trvalých jaziev. Prípadná tvorba jaziev sa zvyčajne vyskytuje v podobe plochej, bielej lézie na koži. Môžu byť potrebné následné estetické ošetrenia, aby sa zlepšil vzhľad jazvy.
- Použitie prístroja môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch za následok tvorbu hematómov s modrofialovým sfarbením, ktoré môžu pretrvávať 5 až 10 dní. Po vyblednutí hematómov sa môže vyskytnúť hrdzavohnedé sfarbenie kože (hyperpigmentácia), ktorá môže byť trvalá.

VAROVANIE

Výstražné upozornenia k opaľovaniu pred a po použití!

Opaľovanie pred použitím

1. Po opaľovaní počkajte minimálne 2 týždne, kým prístroj opäť použijete.
2. Pred použitím skontrolujte, či koža nevykazuje známky spálenia od slnka. V prípade, že spálenie od slnka nie je zahojené, potom s použitím prístroja počkajte dovtedy, kým sa spálenie úplne nezahojí.
3. Následne vykonajte test znášanlivosti kože na opálenej koži, aby ste zistili vhodný stupeň intenzity energie.



Opaľovanie po použití

1. Po použití počkajte s opaľovaním minimálne 48 hodín. Ešte začervenanú kožu nevystavujte slnku!
2. Prvé dva týždne po použití ošetrovanú pokožku chráňte pred slnečným žiarením pomocou odevu alebo opaľovacieho krému (minimálne OF 30).

Opaľovanie pod umelým svetlom

Pokyny na „opaľovanie pred použitím“ a „opaľovanie po použití“ platia aj pre opaľovanie pomocou umelého svetla a samoopaľovacích prípravkov.

Pred a po návšteve sauny/kúpaliska dodržiavajte 24-hodinovú prestávku pred opätovným použitím prístroja, pretože v opačnom prípade môže chlór spôsobiť podráždenie kože.

OZNÁMENIE

- Prístroj nepoužívajte s nadstavcami a dielmi príslušenstva, ktoré neboli odporúčané spoločnosťou Beurer GmbH.
- Prístroj počas používania nevystavujte teplotám pod 5 °C alebo nad 40 °C.
- Prístroj nepoužívajte, ak počas použitia prístroja vidíte alebo cítite dym.
- Prístroj nepoužívajte, ak je pretrhnutý, uvoľňuje sa alebo celkom chýba otvor ventilátora.
- Prístroj po použití uchovávajte v originálnej škatuli.
- Prístroj nevystavujte na dobu viacerých hodín priamemu slnečnému a UV žiareniu.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Svetelná plocha | 6 | Aktivačné tlačidlo |
| 2 | Snímač kontaktu s pokožkou | 7 | Indikátor intenzity (5 úrovní) |
| 3 | Kontrolka chladenia | 8 | Tlačidlo ZAP./VYP./intenzity |
| 4 | Kontrolka „Auto-Flash“ | 9 | Prípojka USB-C |
| 5 | Kontrolka kontaktu s pokožkou | | |

Bezpečnostné prvky

Prístroj je okrem toho vybavený zabudovaným **UV filtrom**, ktorý blokuje škodlivé UV lúče. Na ochranu očí prístroj disponuje zabudovaným **snímačom kontaktu s pokožkou** 2. Tento bol vyvinutý, aby nebolo možné vyslať svetelný impulz, ak sa prístroj drží vo vzduchu. Svetelný impulz sa vydá iba vtedy, ak sa snímač kontaktu s pokožkou 2 nachádza v dostatočnom kontakte s pokožkou.

6. PRVÉ KROKY

6.1 Príprava na použitie

Pred začatím používania musíte najskôr pripraviť použitie a následne vykonať test znášanlivosti kože:

1. Na základe tabuľky farieb chĺpkov a kože (nachádza sa na zadnej strane návodu na obsluhu) skontrolujte, ktorý stupeň intenzity je vhodný pre vás. Symbol „x“ v tabuľke znamená, že prístroj pre vás nie je vhodný.



2. Pred každým použitím si oholte časti tela, ktoré chcete ošetrovať. Nepoužívajte depilačné krémy namiesto holiaceho strojčeka.



3. Uistite sa, že kožné partie, ktoré sa majú ošetrovať, sú oholené, suché a čisté (bez akýchkoľvek zvyškov púdrov, make up, krému alebo dezodorantu).

VAROVANIE

Krátko pred použitím prístroja si nečistite kožu horľavými kvapalinami, ako je alkohol alebo acetón.

4. Svetelnú plochu **1** a snímač kontaktu s pokožkou **2** vyčistite utierkou nepúšťajúcou vlákna.



5. Na každej časti tela, ktorú chcete ošetrovať, vykonajte 48 hodín pred úplným použitím test znášanlivosti kože (pozri kapitolu „6.2 Test znášanlivosti kože“).

6.2 Test znášanlivosti kože

1. Spojte sieťový adaptér s USB-C prípojkou **9** na spodnej strane prístroja.
2. Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Tlačidlo ZAP./VYP./intenzity trvalo svieti **8** nabielo. Prístroj je teraz v pohotovostnom režime.
3. Na zapnutie prístroja podržte krátko stlačené tlačidlo ZAP./VYP./intenzity **8**. Na indikátore intenzity **7** začne trvalo svietiť nabielo jedna žiarovka (stupeň 1). Okrem toho začne kontrolka chladenia **3** nepretržite svietiť nabielo a spustí sa ventilácia.



Pri ošetrení tváre by sa mal test znášanlivosti kože vykonať na mieste bez chĺpkov, ako napríklad pod uchom alebo na strane krku.

4. Svetelnú plochu priložte **1** na pokožku. Dbajte na to, aby svetelná plocha **1** a snímač kontaktu s pokožkou **2** kompletne priliehali ku koži. Hneď ako sa dosiahne dostatočný kontakt s pokožkou, svieti kontrolka kontaktu s pokožkou **5**.
5. Ak svieti kontrolka kontaktu s pokožkou **5**, stlačte aktivačné tlačidlo **6**, aby ste spustili svetelný impulz na stupni 1. Uvidíte jasný záblesk, začujete praskavý zvuk.
6. Snímač kontaktu s pokožkou **2** priložte na inú ošetrovanú oblasť. Opakovaným stlačením tlačidla ZAP./VYP./intenzity **8** zvýšte stupeň intenzity a pomocou aktivačného tlačidla vydajte svetelný impulz **6**. Nezvyšujte intenzitu nad maximálnu povolenú/odporúčanú intenzitu pre váš odtieň kože (pozri Tabuľku farieb chĺpkov a kože na zadnej strane návodu na obsluhu).



Stupeň intenzity zvyšujte len vtedy, ak pre vás predchádzajúci stupeň intenzity nie je nepríjemný. Ak by pre vás už bol stupeň intenzity 1 nepríjemný, nezvyšujte stupeň intenzity.




7. V prípade, že po osvetlení pociťujete nepríjemný pocit, znížte intenzitu.
8. Na ukončenie testu znášanlivosti kože prístroj vypnite. Na tento účel podržte **8** 2 sekundy stlačené tlačidlo ZAP./VYP./intenzity. Indikátor intenzity **7** zhasne a svieti už len tlačidlo ZAP./VYP./intenzity **8**. Ventilácia sa automaticky vypne niekoľko sekúnd po vypnutí. Počkajte 48 hodín a preskúmajte ošetrovanú plochu kože. Ak sa ošetrovaná plocha kože javí normálne (žiadna reakcia alebo mierne začervenanie), potom môžete testované kožné partie ošetrovať s intenzitou nastavenou pri teste znášanlivosti kože.



Ak ošetrovaná plocha kože vykazuje reakcie (napr. začervenanie alebo opuchy), počkajte, kým symptómy celkom neodznejú. Následne vykonajte test znášanlivosti kože s nižšou intenzitou. V prípade, že ošetrovaná plocha opäť vykazuje reakcie, poraďte sa so svojím lekárom.

7. POUŽITIE

1. Spojte sieťový adaptér s USB-C prípojkou **9** na spodnej strane prístroja. Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Tlačidlo ZAP./VYP./intenzity **8** trvalo svieti. Prístroj je teraz v pohotovostnom režime.
2. Na zapnutie prístroja podržte krátko stlačené tlačidlo ZAP./VYP./intenzity **8**. Na indikátore intenzity **7** začne trvalo svietiť nabielo jedna žiarovka (stupeň 1). Okrem toho začne kontrolka chladenia **3** nepretržite svietiť nabielo a ventilácia sa uvedie do prevádzky.
3. Ak chcete aplikáciu vykonať s vyššou intenzitou, opakovaným stláčaním tlačidla ZAP./VYP./intenzity **8** zvyšujete intenzitu, kým nebude nastavená požadovaná intenzita.
4. Svetelnú plochu **1** priložte a pokožku a stlačte aktivačné tlačidlo **6**, aby ste vydali svetelný impulz. Dbajte na to, aby svetelná plocha **1** úplne priliehala na pokožku a kontrolka kontaktu s pokožkou **5** symbolizovala dostatočný kontakt. Uvidíte jasný záblesk a budete počuť praskavý zvuk. Prístroj je do 1 – 3 sekúnd (v závislosti od stupňa intenzity) pripravený na ďalší impulz.



7.1 Metódy použitia

VAROVANIE

Rovnakú oblasť neošetrujte v rámci jedného ošetrenia dvakrát. Ak jednu oblasť ošetrujte viac než raz, zvyšuje sa riziko vedľajších účinkov.



Impulzy prístroja by sa mali aplikovať v pásoch – začínajúc na jednom konci každého pásu a priebežne smerom k druhému koncu. Táto technika umožňuje lepšiu kontrolu už ošetrovaných plôch kože a pomáha predchádzať viacnásobnému ošetreniu rovnej plochy alebo ošetreniu prekryvajúcich sa plôch kože.

Metóda použitia 1: Režim „Auto-Flash“

Dbajte na to, aby mal snímač kontaktu s pokožkou **2** dostatočný kontakt s pokožkou. Stlačte a podržte aktivačné tlačidlo **6** na dve sekundy. Prístroj vydáva v pravidelných intervaloch automaticky svetelné impulzy a kontrolka „Auto-Flash“ **4** svieti permanentne. V tomto režime nie je potrebné manuálne stlačenie aktivačného tlačidla **6**. Režim „Auto-Flash“ sa ukončí krátkym stlačením aktivačného tlačidla **6**. Režim „Auto-Flash“ je obzvlášť vhodný na ošetrovanie väčších oblastí, ako sú napríklad nohy.

Metóda použitia 2: Spustenie jednotlivých zábleskov

Po každom svetelnom impulze **6** uvoľnite aktivačné tlačidlo. Prístroj pri nasledovnom svetelnom impulze umiestnite priamo vedľa práve ošetrovaného miesta. Uistite sa, že svetelná plocha **1** a snímač kontaktu s pokožkou **2** kompletne priliehajú na pokožku. Tento režim zaručuje presné ošetrovanie, napr. kolien alebo členkov.



Ak prístroj nevydá žiadny svetelný impulz a kontrolka kontaktu s pokožkou **5** sa nerozsvieti, snímač kontaktu s pokožkou **2** nemá dostatočný kontakt s pokožkou.



Ak by sa vám prístroj zdal nepríjemne horúci, nechajte ho pár minút vychladnúť. V ošetrovaní môžete pokračovať bežným spôsobom po krátkej prestávke na vychladnutie.

7.2 Špeciálne upozornenia pre ošetrovanie na tvári

VAROVANIE

- Ak vzdialenosť nepresahuje 20 cm od oka, odporúčame použiť ochranné okuliare. Ako ochranné okuliare odporúčame používať ochranné okuliare schválené v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 a testované podľa noriem EN 166:2001 a ISO:12609-1:2021.
 - Prístroj nepoužívajte na mužskej tvári.
 - Prístroj nepoužívajte na tvári s vyššou intenzitou ako je stupeň intenzity 2.
 - Prístroj nepoužívajte na tvári nad lícnyimi kosťami alebo očami, obočím a riasami, pretože to môže mať za následok vážne poškodenie očí. Prístroj nepoužívajte nad sliznicami v nosovo-ušnej oblasti.
 - Pokožka tváre je veľmi citlivá a vyžaduje si špeciálnu starostlivosť. Bezpodmienečne dodržiavajte všetky varovné a bezpečnostné upozornenia v tomto návode na obsluhu, aby ste predišli neželaným následkom. Pred ošetrením tváre odporúčame vykonať ošetrovanie tela a oboznámiť sa s prístrojom. Pomocou prístroja je možné ošetrovať všetky časti tváre pod lícnyimi kosťami, ako je napríklad horná pera, líce, sánka, brada a krk.
1. 48 hodín pred ošetrením bezpodmienečne vykonajte bodový test znášateľnosti kože (pozri kapitolu „6.2 Test znášateľnosti kože“). Test znášateľnosti kože by sa mal vykonávať v oblasti bez chĺpkov, napríklad pod ušom alebo po stranách krku, aby sa zistil vhodný energetický stupeň.

VAROVANIE

- Testovanú plochu ošetríte najskôr 1 týždeň po vykonaní testu znášateľnosti kože.
2. Ošetrovanú plochu označte bielou kajalovou ceruzkou na oči. Značenie používajte ako orientačnú čiaru pre vydávanie impulzov. Týmto spôsobom môžete predísť tomu, aby sa ošetrované plochy prekryvali alebo došlo k ošetrovaniu neželaných oblastí tváre.
 3. Na správne priloženie prístroja na ošetrovanú plochu používajte zrkadlo.
 4. Dodržiavajte pokyny na použitie a obzvlášť dodržiavajte nasledovné špecifické pokyny.

Ošetrovanie hornej pery

Svetelnú plochu **1** prístroja umiestnite spôsobom zobrazeným na obrázku. Na každej označenej oblasti vydajte jeden impulz. Vyhybajte sa ošetrovaniu nosných dierok a pier, pretože tieto miesta sú citlivejšie.



Za účelom napnutia ošetrovanej plochy môžete pery stiahnuť „dovnútra“ alebo ich stlačiť, prípadne naneste na pery a okraj pier hrubú vrstvu kajalovou ceruzkou na oči. Táto biela čiara zabezpečí, že sa energia záblesku odrazí a nedosiahne vaše pery, ak náhodou nasmerujete svetelný impulz na pery.

Ošetrovanie oblasti líca a sánky

Svetelnú plochu **1** prístroja umiestnite spôsobom zobrazeným na obrázku. V každom bode vydajte impulz a pohybujte sa pritom z jednej strany líca resp. sánky na druhú.



Ošetrovanie oblasti krku a brady

Svetelnú plochu **1** prístroja umiestnite spôsobom zobrazeným na obrázku. V každom bode vydajte impulz a pohybujte sa pritom z jednej strany krku resp. brady na druhú.



Starostlivosť po ošetrovaní tváre

- Naneste upokojujúcu emulziu, napr. aloeu vera.
- Minimálne 24 hodín sa vyhýbajte aplikácii peelingových a bieliacich krémov alebo zodpovedajúcich výrobkov, pretože to má za následok podráždenie ošetrovanej kože.
- Minimálne 48 hodín po ošetrovaní sa vyhýbajte viac ako 15 minútam pôsobenia priameho slnečného žiarenia. Ak je ošetrovaná koža počas tohto časového obdobia aj napriek tomu vystavená slnečnému žiareniu, musíte bezpodmienečne použiť opaľovací krém s OF 30 a vyšším.
- Vyhýbajte sa odstraňovaniu chĺpkov voskom alebo trhaním na ošetrovaných miestach.

Majte na pamäti, že to môže trvať celý cyklus rastu chĺpkov, kým sa dostavia dlhotrvajúce výsledky odstraňovania ochlpenia.

7.3 Frekvencia aplikácie

Pri ošetrovaniach tela:

Týždeň 1 až 2:	používať trikrát za týždeň
Týždeň 3 až 5:	používať dvakrát týždenne
Od 6. týždňa:	používať jeden až dvakrát za mesiac (v prípade potreby zopakovať)

Pri ošetrovaniach tváre:

- Medzi prvými 6 ošetrovaniami na odstránenie chĺpkov by mali byť vždy približne dva týždne.
- Medzi 7. až 12. ošetrovaním na odstránenie chĺpkov by mali byť vždy približne štyri týždne. Následne budete prístroj používať normálne občas a v prípade potreby, kým sa nedosiahnu dlhodobé výsledky. To zodpovedá odporúčanému plánu ošetrovaní, s ktorým sa preukázateľne dosahujú najlepšie výsledky. Môžete si však vypracovať aj iný osobný plán ošetrovaní a aj napriek tomu získať uspokojivé výsledky.

7.4 Po ošetrení

1. Po dokončení ošetrenia na odstraňovanie chĺpkov podržte na 2 sekundy stlačené tlačidlo ZAP./VYP./intenzity **8**. Prístroj sa prepne na pohotovostný režim. Pohotovostný režim **8** sa zobrazuje trvalo svietiacim tlačidlom ZAP./VYP./intenzity.
2. V pohotovostnom režime ventilátor pracuje ešte niekoľko sekúnd, kým sa jednotka ochladí.
3. Keď sa ventilátor vypne, vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

⚠ UPOZORNENIE

Po ošetrení nepoužívajte antiperspirant/dezodorant, pretože to môže mať za následok podráždenie kože.


8. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Odporúčame vám po každom odstraňovaní chĺpkov vyčistiť prístroj a predovšetkým svetelnú plochu **1**.

Na čistenie nepoužívajte žiadne roztokové alebo agresívne čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky, pretože to môže mať za následok poškodenie povrchu.

Prístroj alebo jeho časti nikdy neponárajte do vody!

1. Pred začatím čistenia vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Teleso prístroja vyčistite suchou, čistou čistiacou utierkou.
3. Svetelnú plochu **1** a snímač kontaktu s pokožkou **2** jemne vyčistite mierne navlhčenou utierkou nepúšťajúcou vlákna.



9. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

„Prístroj sa nedá zapnúť“

- Uistite sa, že je kábel s konektorom správne zapojený v prístroji.
- Uistite sa, že je sieťový adaptér zapojený do nástennej elektrickej zásuvky.

„Pri stlačení aktivačného tlačidla **6** sa nevydá žiadny svetelný impulz“

- Uistite sa, že máte dobrý kontakt s pokožkou a že sú svetelná plocha **1** a snímač kontaktu s pokožkou **2** pritlačené rovnomerne a pevne na pokožku. Pre vašu bezpečnosť aktivuje osvetľovacie tlačidlo impulz iba vtedy, keď má snímač kontaktu s pokožkou **2** dostatočný kontakt s pokožkou.
- Keď sa kontrolka kontaktu s pokožkou **5** na prístroji rozsvieti na oranžovo, znamená to, že kontakt s pokožkou nameraný snímačom kontaktu s pokožkou **2**, je príliš slabý. Zvýšte kontakt s pokožkou alebo sa obráťte na zákaznícky servis.

10. LIKVIDÁCIA




V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	IPL 7800 Cool Pro	
Ošetrovaná plocha	3,8 cm ²	
Technológia	IPL (Intense Pulsed Light na súkromné použitie)	
Vlnová dĺžka	530 – 1100 nm	
Max. energetická hladina	max. 5 joulov/cm ²	
Voliteľné stupne intenzity	5	
Čas medzi impulzmi	Stupeň 1: 1,5 s Stupeň 2: 1,8 s Stupeň 3: 2,1 s Stupeň 4: 2,5 s Stupeň 5: 2,8 s	
Maximálny počet svetelných impulzov	až do 1 000 000	
Rozmery	16,4 x 6,1 x 3,9 cm	
Hmotnosť	cca 280 g	
Teplota	Prevádzka	5 °C až 40 °C
	Skladovanie	-20°C až 55°C
Relatívna vlhkosť vzduchu:	Prevádzka	≤ 80 % relatívna vlhkosť vzduchu
	Skladovanie	5 – 95 % (bez kondenzácie)

Sieťový zdroj

Číslo modelu	FX48E-120400C
Vstup	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Výstup	12,0 V  4,0 A, 48 W
Trieda ochrany	Tento prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu (trieda ochrany II) 
Polarita	
Priemerná efektívnosť v prevádzke	$\geq 89,38 \%$
Príkonnosť pri nulovom zaťažení	$\leq 0,08 \text{ W}$

Technické zmeny vyhradené

12. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Tabulka barev ochlupení a typů pokožky / Tabuľka farieb chĺpkov a kože

		Skin colour					
							
Hair colour		X	X	X	X	X	X
		✓	✓	✓	X	X	X
		✓	✓	✓	✓	X	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X

CS Zvolte stupeň intenzity především podle svých osobních pocitů.

SK Zvolte si stupeň intenzity predovšetkým podľa vlastného pocitu.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place
 Yew Tree Way
 WA32SH Golborne
 United Kingdom